



MELAG FARBBAND FÜR MELAPRINT

Farbband zum Tausch am MELAprint 40/42/44

Artikelnummer: 113366

Hersteller: Melag

Preis: 29,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Protokoll-Drucker MELAprint 40, 42 und 44 dienen zur Chargendokumentation und Protokollausgabe von vielen MELAG-Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Siegelgeräten und Autoklaven. Der Druck findet über das Farbband statt. Dieses muss ausgetauscht werden, wenn die Druckqualität nicht mehr ausreichend gegeben ist. Mit diese Farbband kann der Austausch leicht selbst durchgeführt werden. So ist ein unterbrechungsfreier Praxisalltag gewährleistet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Passend für: MELAprint 40; MELAprint 42; MELAprint 44