



MELAG NETZWERKKABEL

zwei Meter lang

Artikelnummer: 200144

Hersteller: Melag

Preis: 34,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das zwei Meter lange Netzkabel von MELAG wird zum Anschluss des MELAprint 60/80 an alle MELAG Autoklaven und Thermodesinfektoren sowie zum Anschluss der MELAnet Box an eine R45-Netzwerkdose verwendet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör