



NSK BARCODE ETIKETTENDRUCKER

zur sicheren Rückverfolgung

Artikelnummer: 206097

Hersteller: NSK

UVP: 631,00 €

Preis: 493,47 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Barcode Etikettendrucker von NSK unterstützt Sie bei der einfachen und lückenlosen Rückverfolgung der Sterilisation in Kombination mit dem Sterilisator iClave plus. Informationen über sterile Instrumente und Patienten können individuell auf Etiketten gedruckt werden, die auf sterilisierte Instrumente oder, nach der Behandlung, in Patientenakten eingeklebt werden können. Dadurch ist lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet und Sicherheit für Praxis und Anwender gewährleistet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Drucker

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für: Dental X Autoklaven;KSG 125 B;Dentares Autoklaven