



## **NSK LOG KIT WI-FI**

zur einfachen Dokumentation bei NSK Autoklaven

Artikelnummer: 202536

Hersteller: NSK

**Preis: 234,60 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das Wi-Fi Kit von NSK ermöglicht die einfache Anbindung für die Datendokumentation. So wird die sichere Rückverfolgung der Daten bei der Sterilisation gewährleistet, die die Sicherheit von Patienten, Ärzten und Personal sichert. Die Daten auf dem USB-Speicher können so über die WLAN-Verbindung archiviert und sicher aufbewahrt werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör