

Sego[®] 4Basic



SEGO4BASIC DOKUMENTATIONSSOFTWARE

intuitiv bedienbare und sichere Dokumentation der Aufbereitung

Artikelnummer: 202575

Preis: 769,64 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Verwaltungstool Sego4Basic bietet zusammen mit der Technologieplattform mySego eine umfassende und gleichzeitig einfache Dokumentation der Instrumentenaufbereitung in Ihrer Praxis. Mit Sego4Basic behalten Sie den Überblick über alle durchgeführten Aufbereitungsprozesse und können den Labeldruck in Ihrer Praxis schnell und komfortabel abwickeln. Die Kernfunktion der Software bildet die digitale Aufbereitungsdokumentation, die die zuverlässige und detaillierte Rückverfolgung der dokumentierten Desinfektions- und Sterilisationsprozesse gewährleistet. Diese werden sicher aufgezeichnet und mit elektronisch signierten Dokumenten rechtssicher abgespeichert. Hierdurch wird einerseits die Qualitätssicherung gewährleistet und andererseits haftungsrechtliches Risiko minimiert. Die Langzeitarchivierung findet über das verwendete PDF/A-1-Format statt, das gemäß ISO

19005-1:2005 definiert ist, elektronisch signiert wird und somit manipulationssicher und damit rechtsgültig ist. Alle Daten befinden sich in deutschen Rechenzentren, die nach internationalen Standards wie ISO 9001:2008 für Qualitätsmanagementsysteme und ISO/IEC 27001:2013 für Systeme zum Informationssicherheitsmanagement zertifiziert sind.

Im Hintergrund wird das System jederzeit vom SegoAgent überwacht, der die ordnungsgemäße Funktionsweise prüft und bei Abweichungen aktiv wird. Die situativ angepassten Dialoge und Warnmeldungen geben Hilfestellung, um Bedienfehler zu vermeiden oder schnell zu beheben und gewährleisten so einen reibungslosen Ablauf.

Sego4Basic bietet die beschriebenen Funktionalitäten völlig plattformunabhängig. Die Software arbeitet browserbasiert und erfordert daher keinerlei Installation auf einem Praxis-PC. Sie wird als vollständig fertig konfiguriertes Modul in das Praxisnetzwerk integriert und wahlweise per Netzwerk oder USB mit den Endgeräten verbunden. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv bedienbar und auch optisch userfreundlich und klar. Der Zugang zur Benutzeroberfläche kann über jedes mobile Endgerät (Tablet, PC, etc.) erfolgen, dies erhöht die Flexibilität innerhalb der Praxis/des Krankenhauses - sogar standortübergreifende Bedienung ist möglich!

Sego4Basic ist kompatibel mit allen gängigen Herstellern und Geräte lassen sich schnell und einfach einbinden. Updates werden komfortabel über die Cloud abgewickelt und nicht in der Praxis, so ist Sego4Basic dauerhaft schnell in der neusten Version verfügbar und funktional auf dem aktuellen Stand. Die komfortablen Servicepauschalen bieten den notwendigen Freiraum für Praxiswachstum und Veränderungen in der Geräteausstattung - der mySego-Pass garantiert jederzeit verfügbaren Support sowie regelmäßige Updates (zusätzlich buchbar).

Spezifikation:

Art des Artikels: Software

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O