



BROWNE STF LOAD CHECK WASH CHECK INDIKATOREN 100 STÜCK FÜR THERMODESINFEKTOREN

zur Überprüfung der Reinigungswirkung DIN EN ISO 15883-5

Artikelnummer: 200701

Hersteller: Steris Browne

Preis: 66,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Indikator Browne STF Load Check ist ein Prüfanschmutzungstest. Der STF Load Check Indikator simuliert organische Verschmutzung an Instrumenten. Durch das Mitführen im Thermodesinfektor kann die Reinigungsleistung des Zyklus einfach beurteilt werden. Dieses Produkt ist auch unter der Bezeichnung Wash Check bekannt. Der Indikator Browne STF Load Check enthält zwei Arten von Proteinen, Lipiden und Polysacchariden und simuliert organische Bestandteile zum Nachweis der Reinigungsleistung, die gemäß DIN EN ISO 15883-5(8) für chirurgische Instrumente vorgeschrieben sind. Der Indikator Browne STF Load Check enthält keine Blutprodukte.

Hinweis: Für die Nutzung wird der Load Check Halter empfohlen. (Halter ist im Lieferumfang nicht enthalten; Art.-Nr. 200702)

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Passend für: STF Load Check Halterung

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: DIN EN ISO 15883-5