



## MEDI PACK UNIVERSALHALTERUNG FÜR WASH CHECK

aus rostfreiem Edelstahl

Artikelnummer: 202998

Hersteller: Medi Pack

**Preis: 31,45 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Wash Check Indikatoren von Medi Pack sind Einwegtests, die zur Reinigungskontrolle in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten genutzt werden. Hierzu wird ein Indikatorplättchen in die Universalhalterung aus rostfreiem Edelstahl eingeschoben, das Testsystem wird dann im RDG gereinigt. Nach Ablauf des Programmes kann die Auswertung erfolgen, indem das Reinigungsergebnis überprüft wird.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Passend für: Medi Pack Wash Check Indikator

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Reinigungsindikator