



## MELAG MELACONTROL WASH CHECK HALTERUNG - INJEKTORSCHIENE

zur Überprüfung der Reinigungsleistung bei Hohlkörper-Instrumenten

Artikelnummer: 208461

Hersteller: Melag

**Preis: 81,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Halterung erleichtert die genaue Überprüfung der Reinigungsleistung von Hohlkörperinstrumenten (z.B. Hand- und Winkelstücke, Endoskope) innerhalb der Waschkammer des MELAtherm Thermodesinfektors. Sie wird einfach an der Injektorschiene angebracht. Nach dem Reinigungszyklus ermöglicht der eingesetzte Reinigungsindikator (separat erhältlich) eine schnelle und zuverlässige Bewertung der Reinigungsqualität. Mit der MELAcontrol Wash Check Halterung für die Injektorschiene können Sie sicher sein, dass Ihre Instrumente stets gründlich gereinigt werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Passend für: MELAcontrol Wash Check

Norm: DIN EN ISO 15883-5