




PEREG TOSI-PRÜFKÖRPER MIT TESTANSCHMUTZUNG, 12 STÜCK

zur Routinekontrolle der Reinigungsleistung

Artikelnummer: 202530

Hersteller: PEREG

Preis: 49,54 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die TOSI-Prüfkörper werden zur Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten nach DIN EN ISO 15883 verwendet. Die Prüfkörper simulieren hierbei kontaminierte Instrumente, die Prüfanschmutzung verhält sich praxisgerecht und gewährleistet bei vollständiger Entfernung einen optimalen und effektiven Reinigungsprozess.

Wird die Testanschmutzung nicht gänzlich entfernt, wird auch Blut im Reinigungsprozess nicht vollständig entfernt. Der gebrauchsfertige Test zeigt so nicht nur ein Ja oder Nein-Ergebnis für die Reinigungsleistung an, sondern erlaubt auch Rückschlüsse auf mögliche Ursachen, beispielsweise ob die Reinigungsprobleme chemischer oder mechanischer Natur sind.

Der gebrauchsfertige Test ermöglicht eine reproduzierbare Prüfung, der Spalt im Prüfkörper simuliert hierbei Gelenke chirurgischer Instrumente. Die Clips sorgen für schnelle Befestigung für die Routinekontrolle und die transparente Abdeckung ermöglicht eine schnelle Einschätzung des visuellen Ergebnisses.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: DIN EN ISO 15883