



SIMICON ADAPTER FÜR BELIMED/BHT/OLYMPUS-MASCHINEN

für die Reinigungsprüfung flexibler Endoskope

Artikelnummer: 201248

Hersteller: SIMICON

Preis: ab 54,49 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Adapter von SIMICON ermöglichen die Nutzung des Prüfmodells für flexible Endoskope mit Geräten von Belimed, BHT und Olympus. Das Prüfmodell für flexible Endoskope wird mit den RI-Reinigungsindikatoren genutzt, um die Reinigungsleistung des RDG zu prüfen. Auf den Indikator-Edelstahlplättchen ist eine realitätsgetreue Prüfanschmutzung aus Echtblut angebracht, die bei korrekter Einstellung der Betriebsparameter (Zeit, Temperatur, Spüldruck und Reinigerkonzentration) zuverlässig entfernt wird. Das Ergebnis der Prüfung ist eindeutig visuell erkennbar, sowohl bei erfolgreicher als auch bei unvollständiger Reinigung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Reinigungsindikator