



SIMICON RI REINIGUNGSINDIKATOREN

zur Kontrolle der Reinigungsleistung, nach DIN EN ISO 15883

Artikelnummer: 201198

Hersteller: SIMICON

Preis: 176,41 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die RI-Indikatoren von SIMICON sind Indikatoren zur Kontrolle der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Ultraschallgeräten bei Validierung und Routinekontrolle. Die zuverlässigen Reinigungsindikatoren bieten einwandfreie Hygiene, höchste Sicherheit für Anwender und Patienten und zuverlässige Ergebnisse. Das Indikatorsystem kann in der Aufbereitung von Instrumenten (MIC/Standard) und Endoskopen eingesetzt werden. Spezielle PCDs simulieren dabei die einzelnen Instrumentengruppen.

Der Reinigungsindikator kann durch Einsatz in verschiedene Prüfmodelle unterschiedliche Instrumente, Hohlkörper und enge Spalten und Spülschatten simulieren. Auf den Edelstahlplättchen ist eine realitätsgetreue

Prüfanschmutzung aus Echtblut angebracht, die bei korrekter Einstellung der Betriebsparameter (Zeit, Temperatur, Spüldruck und Reinigerkonzentration) zuverlässig entfernt wird. Damit entspricht der Indikator DIN EN ISO 15883. Das Ergebnis der Prüfung ist eindeutig visuell erkennbar, sowohl bei erfolgreicher als auch bei unvollständiger Reinigung. Das Ergebnis der Bewertung wird in die Chargendokumentation eingetragen und die Beladung, je nach Ergebnis, freigegeben oder zurückgehalten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: DIN EN ISO 15883