



SIMICON RI-PRÜFMODELL FÜR ENDOSKOP-SIMULATION

zur Reinigungskontrolle

Artikelnummer: 201247

Hersteller: SIMICON

Preis: ab 36,41 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die RI-Prüfmodelle von SIMICON werden mit den RI-Reinigungsindikatoren genutzt, um die Reinigungsleistung des RDG zu prüfen. Die unterschiedlichen Prüfmodelle simulieren dabei verschiedene Instrumentengruppen, Hohlkörper und enge Spalten sowie Spülschatten.

Auf den Indikator-Edelstahlplättchen ist eine realitätsgetreue Prüfanschmutzung aus Echtblut angebracht, die bei korrekter Einstellung der Betriebsparameter (Zeit, Temperatur, Spüldruck und Reinigerkonzentration) zuverlässig entfernt wird. Das Ergebnis der Prüfung ist eindeutig visuell erkennbar, sowohl bei erfolgreicher als auch bei unvollständiger Reinigung.

Diese Prüfmodelle dienen der Reinigungskontrolle von flexiblen Endoskopen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikator typ: Reinigungsindikator