



## **SIMICON RI-PRÜFMODELL FÜR MIC-INSTRUMENTE**

zur Reinigungskontrolle

Artikelnummer: 201200

Hersteller: SIMICON

**Preis: 36,41 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die RI-Prüfmodelle von SIMICON werden mit den RI-Reinigungsindikatoren genutzt, um die Reinigungsleistung des RDG nach ISO 15883 zu prüfen. Die unterschiedlichen Prüfmodelle simulieren dabei verschiedene Instrumentengruppen, Hohlkörper und enge Spalten sowie Spülschatten. Auf den Indikator-Edelstahlplättchen ist eine realitätsgetreue Prüfanschmutzung aus Echtblut angebracht, die bei korrekter Einstellung der Betriebsparameter (Zeit, Temperatur, Spüldruck und Reinigerkonzentration) zuverlässig entfernt wird. Das Ergebnis der Prüfung ist eindeutig visuell erkennbar, sowohl bei erfolgreicher als auch bei unvollständiger Reinigung. Der Konnektor ist ein Luer-Lock auf Polypropylen.

Dieses Prüfmodell dient der Reinigungskontrolle von Hohlkörper- und MIC-Instrumenten.

### **Spezifikation:**

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
[www.steri-shop.de](http://www.steri-shop.de)  
[info@steri-shop.de](mailto:info@steri-shop.de)

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Reinigungsindikator