



BROWNE STERILISATIONSKONTROLLRÖHRCHEN TYP 2 GELBER PUNKT

zur Dampfsterilisation, 100 Stk.

Artikelnummer: 200721

Hersteller: Steris Browne

Preis: 42,55 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Sterilisationskontrollröhrchen von BROWNE werden zur Überprüfung der Sterilisationsbedingungen genutzt. Sie sind ein wirksames und sofort auswertbares Sichtprüfmittel, der Farbumschlag signalisiert die erfolgreiche Sterilisation. Die Röhrchen mit gelbem Punkt sind geeignet für die Prüfung von Dampfsterilisation, bei einer Temperatur von 134°C für drei Minuten. Die Kontrollröhrchen entsprechen DIN EN ISO 11140-1.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 2

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse S