



KEY SURGICAL LCPRO MINI PRÜFKÖRPER

für die routinemäßige Prozesskontrolle im Kleinsterilisator

Artikelnummer: 207064

Hersteller: Key Surgical

Preis: 107,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die LCpro Mini von Key Surgical sind für die Chargenüberwachung des Sterilisationsprozesses von Kleinsterilisatoren (Klasse B) geeignet. Sie sind konform zur EN 867-5.

Bei erfolgreichem Prozess schlägt der 4-Stufen-Indikator nach schwarz um. Das Ergebnis kann so einfach interpretiert und der Indikator zur Dokumentation eingeklebt werden. Die LCpro Mini sind bei 134°C für eine Haltezeit von 3,5 Minuten geeignet und bei 121°C für 15 Minuten.

Sie erhalten den wiederverwendbaren Prüfkörper. Zur Verwendung benötigen Sie Indikatoren, die separat erhältlich sind.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Norm: DIN EN 867-5

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B