



MEDI PACK HELIX-TESTSYSTEM, DAMPFDURCHDRINGUNGSTEST

für B-Klasse Autoklaven, entspricht DIN EN ISO 867-5

Artikelnummer: 201349

Hersteller: Medi Pack

Preis: ab 44,78 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Helix-Testsystem von MEDI PACK ist ein Dampfdurchdringungstest, mit dem sich das Sterilisationsergebnis überprüfen lässt. Das Testsystem entspricht DIN EN ISO 867-5 und wird für B-Klasse Autoklaven verwendet. Die Chargenkontrolle gibt Auskunft darüber, ob die Sterilisation Ihrer medizinischen Instrumente auch in den Hohlräumen erfolgreich abgelaufen ist. Das Testergebnis wird eindeutig über den Farbumschlag des Indikators angezeigt. Der Prüfkörper besteht aus einem anderthalb Meter langen Entlüftungsschlauch aus PTFE (Teflon) und einer Rezeptakel. Nach spätestens 400 Anwendungen muss der Prüfkörper ausgetauscht werden, dies bedeutet, dass Sie selbst keinen Wechsel der Dichtung vornehmen müssen, sondern der alte Prüfkörper entsorgt werden kann.

Das Helix-Testsystem ist mit 100, 250 oder 400 Indikatorstreifen erhältlich. Die Indikatorstreifen entsprechen Klasse 2 nach ISO 11140-1.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1;DIN EN ISO 867-5

Indikatorklasse: Klasse 2

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B