



MELAG MELACONTROL BOWIE & DICK TEST - 20 STÜCK

zur regelmäßigen Überprüfung der Dampfdurchdringungsfähigkeit Ihres Autoklaven

Artikelnummer: 207935-20

Hersteller: Melag

UVP: 100,00 €

Preis: 95,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der MELAcontrol Bowie & Dick Test wurde gemäß der Norm EN ISO 11140-4 entwickelt und enthält einen Typ 2 Indikator. Dieses Prüfsystem ermöglicht die regelmäßige Überprüfung der Dampfdurchdringungsfähigkeit Ihres Autoklaven. Das Testpaket simuliert das Sterilisieren eines großen Wäschepaketes von mehreren Kilogramm Gewicht im Autoklaven unter Verwendung eines fraktionierten Vorvakuum-Sterilisierungszyklus.

Der Indikator im Testpaket zeigt einen erfolgreichen Farbumschlag an, der bei einer Temperatur von 134 °C nach 3,5 Minuten eintritt. In jeder Lieferung sind insgesamt 20 Prüfpakete enthalten.

Die Anwendung des MELAcontrol Bowie & Dick Tests ist äußerst einfach:

Platzieren Sie das Testpaket einfach an der gewünschten Stelle innerhalb der Autoklavenbeladung. Führen Sie das übliche Sterilisationsprogramm aus und überprüfen Sie im Anschluss das Ergebnis. Bei einer ausreichenden Dampfdurchdringung verändert sich die Farbe des Indikators von Gelb zu Schwarz.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-4

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B