



MELAG MELACONTROL PRO NACHFÜLLPACK

für B-Klasse Autoklaven, 250 Teststreifen

Artikelnummer: 200166

Hersteller: Melag

UVP: 193,00 €

Preis: 164,73 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Nachfüllpack beinhaltet 250 Indikatorstreifen für den Dauerprüfkörper MELACONTROL PRO. Dieser wird zur Chargenkontrolle und Funktionsprüfung von „Klasse B“-Autoklaven und Cliniclave 45 genutzt. Durch die Europa-Norm EN 867-5 wird die sogenannte Helix definiert. Diese ist ein Prüfkörper für B-Klasse-Autoklaven, der die schwierigsten Anforderungen an die Sterilisation von Hohlkörper-Instrumenten simuliert.

Der Einsatz eines Helix-Prüfkörpers wird zur Kontrolle von Chargen bei der Aufbereitung von sogenannten "Kritisch B"-Instrumenten gefordert. Die Aufbereitung findet bei 134 bis 137°C für dreieinhalb Minuten statt.

In den Prüfkörper wird ein Indikatorstreifen eingelegt, dieser zeigt nach erfolgreicher Aufbereitung einen deutlichen Farbumschlag. Ist der Indikatorstreifen verfärbt oder nicht vollständig umgefärbt, hat eine unzureichende Luftentfernung und Dampfdurchdringung stattgefunden. Hinweis: Nach jeweils 250 Tests muss die Dichtung der Verschlusskappe ausgetauscht werden. Eine solche Dichtung liegt dem Nachfüllpack Indikatoren jeweils bei.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für: MELAcontrol Pro

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1;EN 867-5

Indikatorklasse: Klasse 2

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B