



MESALABS CI-CHEMOSTRIP 121°C / 134°C INDIKATORKLASSE 6, 250 STÜCK

gemäß ISO 11140-1, Typ 6

Artikelnummer: 205205

Hersteller: MesaLabs

Preis: 70,79 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Sterilisationsindikator kann zur Überprüfung des Vorvakuum-Dampfsterilisationsverfahren bei 134°C bei einer Haltezeit von vier Minuten und bei 121°C für zehn Minuten verwendet werden. Der Indikator prüft die Parameter Dampf, Temperatur und Zeit. Der Indikator wechselt bei Erfüllen der Sterilisations-Parameter von violett auf grün und ist somit einfach vom verantwortlichen Personal zu beurteilen. Dieser Test hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 6

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B;Dampf Klasse S