



## MESALABS DRY HEAT INDIKATOR KLEBEETIKETTEN KLASSE 4, 1000 STÜCK

zur Heißluftsterilisation, gemäß DIN EN ISO 11140-1

Artikelnummer: 201078

Hersteller: MesaLabs

**Preis: 90,58 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Dry Heat Indikator-Klebeetiketten von MesaLabs dienen der Unterscheidung von sterilisiertem und noch nicht sterilisiertem Material bei der Heißluftsterilisation. Der Farbumschlag der Indikatorfelder erfolgt bei erfolgreicher Heißluftsterilisation von zehn Minuten bei einer Temperatur von 160°C von grün auf dunkelbraun/schwarz. Erfolgt der Farbumschlag unvollständig, müssen die Sterilisationsbedingungen überprüft werden. Die Etiketten sind selbstklebend und daher komfortabel mit dem Sterilisationsgut zu nutzen. Der chemische Indikator entspricht der Indikator-Klasse 4 gemäß DIN EN ISO 11140-1.

### **Spezifikation:**

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
[www.steri-shop.de](http://www.steri-shop.de)  
[info@steri-shop.de](mailto:info@steri-shop.de)

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 4

geeignet für Sterilisationsart: Heißluft