



MESALABS DRYCHECK INDIKATOREN KLASSE 4, 250 STÜCK

DIN EN ISO 11140-1

Artikelnummer: 201077

Hersteller: MesaLabs

Preis: 52,27 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die DryCheck Indikatoren von MesaLabs dienen der Unterscheidung von sterilisiertem und noch nicht sterilisiertem Material bei der Heißluftsterilisation. Der Farbumschlag der Indikatorfelder erfolgt bei einer Temperatur zwischen 160 und 180°C von grün auf schwarz. Erfolgt der Farbumschlag unvollständig, müssen die Sterilisationsbedingungen überprüft werden. Der chemische Indikator entspricht der Indikator-Klasse 4 gemäß DIN EN ISO 11140-1.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 4

geeignet für Sterilisationsart: Heißluft