



MESALABS HALTERUNG FÜR AUTOCHECK-KIT LL

Indikator Klasse 2 nach DIN EN ISO 11140-1, bleifrei

Artikelnummer: 201167

Hersteller: MesaLabs

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Alternatives Bowie-Dick-Testsystem zur Durchführung des Luftentfernungs- und Dampfdurchdringungstestes bei 134°C in Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vakuum. Der Fertigttest ist benutzerfreundlich und leicht zu handhaben. Geliefert werden zwei Testpakete, die jeweils 15 Anwendungen ermöglichen. Die eindeutige Ablesbarkeit gewährleistet Zuverlässigkeit und entspricht den Standards der DIN EN ISO 11140-1. Darüber hinaus ist der Test bis zu drei Jahre ab dem Herstellungsdatum haltbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1