



## **SIMICON CI-DK5-INDIKATOR SET FÜR S-STERILISATOREN**

zur Sterilisationskontrolle

Artikelnummer: 201358

Hersteller: SIMICON

**Preis: 153,20 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Chemo-Indikator CI-DK5 von SIMICON ist ein Chargenkontrollindikator für die Validierung und Routinekontrolle der Sterilisationswirkung von Dampfsterilisationsprozessen. Der Chemo-Indikator hat ein spezifisches Farbwechselmerkmal, das das Erreichen von Sterilisationsbedingungen qualitativ anzeigt. Der Farbumschlag wird mithilfe der Bewertungstabelle visuell bewertet und das Ergebnis wird im Chargenprotokoll notiert. Je nach Ergebnis wird die Beladung freigegeben oder zurückgehalten. Die CI-DK5-Chemo-Indikatoren entsprechen den Anforderungen der Klasse 5 nach ISO 11140-1.

Das Prüfmodell PM-21106 wird zur Validierung und Routineprüfung von Sterilisationsverfahren genutzt. Durch Verwendung des Prüfmodells werden

besonders ungünstige Sterilisierbedingungen simuliert. Das Prüfmodell entspricht den Anforderungen der DIN EN 867-5 und bezüglich der Schlauchlänge an Klein-Sterilisatoren der Klasse S mit Überdruckentlüftung angepasst. Das Prüfmodell besteht aus einem wiederverwendbaren PTFE-Schlauch mit einer Länge von 20 Zentimetern und einem Innendurchmesser von zwei Millimetern. Die Kunststoff-Rezeptakel dient zur Aufnahme des Indikators. Nach 200 Sterilisierzyklen ist das Prüfmodell auszutauschen.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1;DIN EN 867-5

Indikatorklasse: Klasse 5