



SIMICON CI-DK5-INDIKATOR SET MIT HELIX-PRÜFMODELL

zur Sterilisationskontrolle

Artikelnummer: 201357

Hersteller: SIMICON

Preis: 153,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Chemo-Indikator CI-DK5 von SIMICON ist ein Chargenkontrollindikator für die Validierung und Routinekontrolle der Sterilisationswirkung von Dampfsterilisationsprozessen. Der Chemo-Indikator hat ein spezifisches Farbwechselmerkmal, das das Erreichen von Sterilisationsbedingungen qualitativ anzeigt. Der Farbumschlag wird mithilfe der Bewertungstabelle visuell bewertet und das Ergebnis wird im Chargenprotokoll notiert. Je nach Ergebnis wird die Beladung freigegeben oder zurückgehalten. Die CI-DK5-Chemo-Indikatoren entsprechen den Anforderungen der Klasse 5 nach ISO 11140-1.

Das Prüfmodell PM-21101 wird zur Validierung und Routineprüfung von Sterilisationsverfahren genutzt. Durch Verwendung des Prüfmodells werden

besonders ungünstige Sterilisierbedingungen simuliert. Das Prüfmodell entspricht den Anforderungen der DIN EN 867-5, der DIN 58948, EN 14180 und EN 13060. Das Prüfmodell besteht aus einem wiederverwendbaren PTFE-Schlauch (Teflon) mit einer Länge von 1,5 Metern und einem Innendurchmesser von zwei Millimetern. Die Kunststoff-Rezeptakel dient zur Aufnahme des Indikators. Nach 200 Sterilisierzyklen ist das Prüfmodell auszutauschen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1;DIN EN 867-5;DIN 58948;EN 14180;EN 13060

Indikatorklasse: Klasse 5