



SIMICON PRÜFMODELL ZUR STERILISATIONSKONTROLLE

in zwei versch. Ausführungen

Artikelnummer: 201355

Hersteller: SIMICON

Preis: 292,31 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Prüfmodelle von SIMICON werden zur Validierung und Routineprüfung von Sterilisationsverfahren genutzt. Durch Verwendung des Prüfmodells werden besonders ungünstige Sterilisierbedingungen simuliert. Die Prüfmodelle entsprechen den angeforderten Richtlinien und sind normkonform. Nach 200 Sterilisationszyklen ist das Prüfmodell jeweils auszutauschen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Sterilisationsindikator