



THERMOCONTROL HEIßLUFTINDIKATOR KLASSE 4

für Heißluftsterilisation bei 180°C/30 min, selbstklebend, 120 Stück

Artikelnummer: 201012

Hersteller-EAN: 4047389080021

Hersteller: Key Surgical

Preis: 52,96 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der ThermoControl Indikator ist für die Heißluftsterilisation geeignet. Der selbstklebende, vorgestanzte und perforierte Indikator erleichtert die Dokumentation, da er nach der Benutzung auf die fünf mitgelieferten Dokumentationsbögen geklebt werden kann. Der Indikatorstreifen wird bei einer Heißluftsterilisation von 180°C für 30 Minuten sterilisiert. Der vorgegebene Farbvergleich sorgt für eine komfortable, leichte und sichere Auswertung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Indikatorklasse: Klasse 4

geeignet für Sterilisationsart: Heißluft