



HAWO SEAL CHECK MED FÜR DURCHLAUFSIEGELGERÄTE, 250 STÜCK

für Klarsichtbeutel- und Schläuche aus Papier/Folie

Artikelnummer: 201620

Hersteller: hawo

UVP: 90,00 €

Preis: 87,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Indikatorstreifen Seal Check med von Hawo sind geeignet für Klarsichtbeutel und -schläuche aus Papier/Folie und werden mit Durchlaufsiegelgeräten genutzt. Die 175 Millimeter langen Teststreifen machen fehlerhafte Stellen auf dem dunklen Indikatorstreifen sichtbar. Die Streifen entsprechen DIN EN ISO 11607-2 und ermöglichen schnelle Testergebnisse bei der routinemäßigen Kontrolle Ihres Siegelgerätes gemäß KRINKO/BfArM Empfehlung sowie zur Überprüfung der Qualitätseigenschaften im Rahmen der Validierung und erneuten Leistungsbeurteilung (Revalidierung), das Medical Grade Papier entspricht EN 868-3.

Hawo Siegelgeräte mit Intelligent Scan schalten durch Einscannen der aufgedruckten Barcodes automatisch in den Seal Check-Modus. Die Teststreifen werden in einer speziell für die einfache Anwendung konzipierten Spenderbox geliefert, die die Entnahme erleichtert, sowie mit einer Referenzkarte zur Beurteilung der Ergebnisse.

Hinweis: Der Seal Check ist nicht geeignet bei Verwendung von Seitenfaltenfolie.

Art des Artikels: Seal Check

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Indikatortyp: Überprüfung Folienschweißgerät

Norm: DIN EN ISO 11607-2;EN 868-3