



HAWO SEAL CHECK MED SET FÜR DURCHLAUFSIEGELGERÄTE, 250 STÜCK

inkl. Zubehör für Dokumentation

Artikelnummer: 201582

Hersteller: hawo

UVP: 135,00 €

Preis: 131,25 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Indikatorstreifen Seal Check med von Hawo sind geeignet für Klarsichtbeutel und -schläuche aus Papier/Folie und werden mit Durchlaufsiegelgeräten genutzt. Die 175 Millimeter langen Teststreifen machen fehlerhafte Stellen auf dem dunklen Indikatorstreifen sichtbar. Die Streifen entsprechen DIN EN ISO 11607-2 und ermöglichen schnelle Testergebnisse bei der routinemäßigen Kontrolle Ihres Siegelgerätes gemäß KRINKO/BfArM Empfehlung sowie zur Überprüfung der Qualitätseigenschaften im Rahmen der Validierung und erneuten Leistungsbeurteilung (Revalidierung), das Medical Grade Papier entspricht EN 868-3.

Hawo Siegelgeräte mit Intelligent Scan schalten durch Einscannen der aufgedruckten Barcodes automatisch in den Seal Check-Modus. Die Teststreifen werden in einer speziell für die einfache Anwendung konzipierten Spenderbox geliefert, die die Entnahme erleichtert, sowie mit einer Referenzkarte zur Beurteilung der Ergebnisse. Zusätzlich ist ein Archivordner (110 mm x 200 mm x 225 mm (B x H x T)) enthalten, der die Archivierung und

Dokumentation der Testbögen ermöglicht.

Hinweis: Der Seal Check ist nicht geeignet bei Verwendung von Seitenfaltenfolie.

Spezifikation:

Art des Artikels: Seal Check

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Überprüfung Folienschweißgerät

Norm: DIN EN ISO 11607-2;EN 868-3