



INKCHECK PLUS SIEGELNAHTDICHTIGKEITSTEST, 30 STÜCK

zur Überprüfung Ihrer Siegelnaht, gemäß DIN EN ISO 11607-1, Anhang B

Artikelnummer: 206694

Hersteller: Key Surgical

Preis: 39,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der InkCheck Plus ist die neue Generation der Routineprüfungen zur Überprüfung von Siegelnähten. Der Test zeigt zuverlässig Unregelmäßigkeiten, Fehlstellen und Kanäle auf und entspricht DIN EN ISO 11607-1, Anhang B / ASTM F1929 zur routinemäßigen Überwachung von Siegelnähten. Eine Verpackungseinheit besteht aus 30 Einwegkartuschen mit Testflüssigkeit in blauer Farbe.

Durchführung: 1. Siegelgerät einschalten und warten, bis die Solltemperatur erreicht ist. 2. Schlauchmaterial auf einer Seite versiegeln. 3. Einwegtintenbeutel in Verpackung einlegen und vierte Seite versiegeln. 4. Einwegtintenbeutel aufdrücken, damit die Tinte entweichen kann. 5. Den Beutel so drehen, dass sich die Tinte über alle vier Seiten verteilt. Nach je fünf Sekunden pro Seite

visuell kontrollieren, ob die Siegelnaht unversehrt ist. Fehler in der Siegelnaht, wie z.B. Kanäle, Falten oder Fehlstellen, werden durch Eindringen der Prüftinte angezeigt.6. Die Ergebnisse sind zusammen mit den Werten der Prozessparameter bei Testdurchführung zu dokumentieren.

Spezifikation:

Art des Artikels: Dichtigkeitsprüfung

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Überprüfung Folienschweißgerät

Norm: DIN EN ISO 11607-1;ASTM F1929