



## **MELAG MELACONTROL INK TEST SIEGELNAHTDICHTIGKEITSTEST, 30 BEUTEL**

zur Überprüfung Ihrer Siegelnaht, gemäß DIN EN ISO 11607-1, Anhang B

Artikelnummer: 202644

Hersteller-EAN: 4047389010899

Hersteller: Melag

UVP: 53,00 €

**Preis: 48,82 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der MELAcontrol Ink Tintentest ist ein zuverlässiges Prüfmittel zur wöchentlichen Routinekontrolle der Siegelnähte auf Dichtigkeit gemäß DIN EN ISO 11607-1 und ASTM F1929-12 ohne Triton X. Der MELAcontrol Ink Test Siegelnahtdichtigkeitstest ist speziell für Folienverpackungen mit Seitenfalte geeignet und zeigt Unregelmäßigkeiten, Fehlstellen und Kanäle zuverlässig auf. Die Verpackungseinheit reicht für 30 Anwendungen. Durchführung: 1. Siegelgerät einschalten und warten, bis die Solltemperatur (T) erreicht ist. 2. Schlauchmaterial auf einer Seite versiegeln. 3. Einwegtintenbeutel in Beutel

oder Schlauch einlegen und vierte Seite versiegeln. 4. Einwegtintenbeutel aufdrücken, so dass Tinte entweichen kann. 5. Den Beutel so drehen, dass sich die Tinte über alle vier Seiten verteilt. Nach je fünf Sekunden pro Seite visuell kontrollieren, ob die Siegelnaht unversehrt ist. Fehler in der Siegelnaht wie z.B. Kanäle, Falten oder Fehlstellen werden durch Eindringen der Prüftinte angezeigt. 6. Die Ergebnisse sind zusammen mit den Werten der Prozessparameter bei Testdurchführung zu dokumentieren.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Dichtigkeitsprüfung

Fachbereich:

Chirurgie; Orthopädie; Urologie; Dermatologie; Allgemeinmedizin; Dental; Gynäkologie; KfO; HNO; MKG; OP

Indikatortyp: Überprüfung Folienschweißgerät

Norm: DIN EN ISO 11607-1; ASTM F1929-12