



## **EMAG ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT EMMI 20 HC MIT HEIZUNG, 2L**

Artikelnummer: 200953  
Hersteller-EAN: 4040513600065  
Hersteller: EMAG

UVP: 300,76 €  
**Preis: 231,35 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das Ultraschallreinigungsgesetz Emmi 20HC von EMAG überzeugt mit stabiler Schwingwanne und Gehäuse aus Edelstahl. Mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern ist es ein zuverlässiges Gesetz für den Dentalbereich, die Heimanwendung sowie Labor, Optik, Nagel-/Tattoo-/Kosmetikstudio, Werkstatt und Industrie. Der Ultraschallreiniger von EMAG reinigt schonend und effektiv Brillen/-teile und Schmuck, Motorteile, Ketten, Vergaser, Druckgussteile, Druckwalzen und Waffenteile, aber auch viele weitere Kunststoff-/Glas- und Edelstahlteile. Darüber hinaus bietet es über die Zeitschaltuhr von einer bis 60 Minuten, die Heizung von 20-80°C und die Leistungsregulierung (50% / 75% / 100%) vielfältige Anpassungsmöglichkeiten.

### **Highlights:**

- Zeitschaltuhr 1-60 min.- Heizung (20 - 80 °C)- Edelstahldeckel- Edelstahlkorb

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät

Kammervolumen: 2 Liter