



EURONDA KORB MIT INJEKTORSCHIENE FÜR JE SECHS HANDSTÜCKE UND HOHLKÖRPER

passend für EUROsafe 60, inkl. Zubehör

Artikelnummer: 205168

Hersteller: Euronda

UVP: 499,00 €

Preis: 436,63 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

EURONDA Korb mit Injektorschiene für je sechs Handstücke und Hohlkörper

passend für EUROsafe 60, inkl. Zubehör

Der Korb ermöglicht eine effiziente Reinigung der Hohlräume von Kanülen, Schläuchen und anderen Instrumenten und lässt sich mit weiteren Spüleinsätzen für Zangen, Ablagen etc. ergänzen. Er ist aus rostfreiem Edelstahl für den Thermodesinfektor Eurosafe 60. Aufnahmen für Hand- und Winkelstücke lassen sich einfach zur Reinigung von ZEG-Spitzen umrüsten.

Im Set enthalten:

- 6 x Aufnahmen für Hand- und Winkelstücke - 6 x Spüldüsen zum Aufstecken von Hohlkörperinstrumenten

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: Eurosafe 60

Material: Edelstahl;Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate