



## **ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE HYGIENE-TASTATUR AK-CB7000F BACKLIT**

USB-kabelgebunden, mit Hintergrundbeleuchtung, Ausstellungsstück

Artikelnummer: 208172.00001-B

Hersteller: Active Key

**Preis: 130,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Dieser Artikel ist ein Ausstellungsstück. Er ist voll funktionsfähig, kann aber optische Mängel wie Kratzer aufweisen. Es ist die Variante in weiß, mit auswechselbarer Membran und USB-Kabelverbindung.

Diese zuverlässige Hygienetastatur ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM vorgenommen werden. Die maschinelle Desinfektion (bei auswechselbarer Membran) kann bei 93° C und 134° C optional erfolgen.

Die Tastatur zeichnet sich durch einen leichten Tastenanschlag aus und ist auch für Vielschreiber zu empfehlen. Mit der praktischen Clean-Funktion können Sie die Tastatur während der Reinigung deaktivieren, um ungewollte Eingaben zu vermeiden. Diese Tastatur verfügt über ein beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung.

Wählen Sie zwischen Vollversiegelung oder auswechselbarer Membran. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Tastatur

Abmessungen Tx Bx H: 13,9 cm x 37,4 cm x 2,5 cm

Farbe: weiß

Verbindung: USB-Kabel