



ACTIVE KEY TASTATUR AK-C4110F - B-WARE

Ausstellungsstück in weiß, mit auswechselbarer Membran und Funkverbindung

Artikelnummer: 201369.00009-B

Hersteller: Active Key

Preis: 99,55 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Artikel ist ein Ausstellungsstück. Er ist voll funktionsfähig, kann aber optische Mängel wie Kratzer aufweisen. Es ist die Variante in weiß, mit auswechselbarer Membran und Funkverbindung.

Diese zuverlässige und kompakte Hygienetastatur/Medical-Tastatur ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM vorgenommen werden. Die maschinelle Desinfektion (bei auswechselbarer Membran) kann bei 93° C und 134° C optional erfolgen. Mit der praktischen Clean-Funktion können Sie die Tastatur während der Reinigung

deaktivieren, um ungewollte Eingaben zu vermeiden.

Die AK-C4110F ist durch die kleine Bauweise im Notebook-Design vielseitig einsetzbar und findet auch in Schubladen Platz. Durch den besonders leichten Tastenanschlag ist diese Hygienetastatur auch für Vielschreiber zu empfehlen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Tastatur

Abmessungen Tx Bx H: 13,9 cm x 29,1 cm x 2,5 cm

Farbe: weiß