



EMAG HEIßLUFTSTERILISATOR EMMI 15 GEBRAUCHT

für die kostengünstige Heißluftsterilisation von einigen wenigen Instrumenten

Artikelnummer: 207901

Hersteller-EAN: 4040513600782

Hersteller: EMAG

UVP: 252,02 €

Preis: 160,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Hinweis: Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Gebrauchtgerät. Es ist voll funktionsfähig, hat allerdings deutliche Gebrauchsspuren (Kratzer).

Der Heißluft-Sterilisator Emmi 15 von EMAG besteht aus einem robusten Stahlgehäuse mit Doppel-Lackierung. Eine vollständige Fiberglas-Isolierung vermeidet eine Überhitzung der Außenfläche. Die Sterilisationskammer des Sterilisators wird durch eine temperaturbeständige Silikondichtung mittels des Deckels hermetisch dicht verschlossen. Die Temperatur von max. 180°C sorgt bei einer Sterilisationszeit von 90-120 Minuten für die Abtötung aller Bakterien. Die kompakten Abmessungen sowie die gleichmäßige Luftverteilung durch

Edelstahl-Reflektoren und das einfache Herausnehmen der Instrumente durch den Edelstahl-Einsatzkorb machen die Arbeit mit dem Sterilisator Emmi 15 von EMAG besonders angenehm.

Hinweis: Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt. Das Gerät wird nur gegen Bezahlung per Vorkasse oder PayPal verschickt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gebrauchtgerät

Abmessungen Tx Bx H: 22 cm x 32 cm 21 cm

Fachbereich: Tattoo;Veterinär;Labor

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 250 W

Validierbarkeit: nicht validierbar

Sterilisationsklasse: Heißluft

Kammervolumen: 0,8 Liter