



FUHRMANN EINMAL-DESMARRES-LIDHAKEN, 25 STÜCK

für den Einsatz in der Augenheilkunde

Artikelnummer: 206256

Hersteller-EAN: 04054858302508

Hersteller: Fuhrmann

UVP: 90,45 €

Preis: 77,24 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Desmarres-Lidhaken werden in der Augenheilkunde eingesetzt. Die Lidhaken werden jeweils zu 25 Stück in einem praktischen Spender bereitgestellt, wodurch sie einfach zu entnehmen und platzsparend zu lagern sind. Mit Einmalinstrumenten von Fuhrmann sind sie in vielen Anwendungsbereichen optimal ausgestattet und sparen wertvolle Zeit und Kosten, die bei der Wiederaufbereitung und Dokumentation entstehen. Einmalinstrumente setzen so personelle Kapazitäten in Stationen und Ambulanzen, Rettungsdiensten, ambulanten OP-Zentren, Alten- und Pflegeheimen und Arztpraxen frei, die für die Patientenversorgung genutzt werden können.

Aufwendige logistische Prozesse und Transportwege zwischen den Anwendungsbereichen fallen weg, ebenso wie die Wiederaufbereitung und Dokumentation des Aufbereitungsprozesses. Ressourcen wie Wasser, Reinigungsmittel und Energie werden eingespart und durch den ausbleibenden Verschleiß bleiben Reparaturen und Kontrollen sowie Neuinvestitionen für Instrumente aus. Je nach Einsatzbereich und Nutzung ergeben sich so Kosteneinsparungen von bis zu 40% gegenüber dem Einsatz von Mehrweginstrumenten.

Die Instrumente sind jederzeit sofort einsatzbereit, steril und funktionsfähig, wodurch eine optimale Versorgungsqualität auch in Notfällen gewährleistet werden kann. Die Infektionsrisiken werden maßgeblich reduziert, da Kreuzkontaminationen gänzlich vermieden werden. Jedes Fuhrmann-Produkt unterliegt strengen Qualitätskontrollen und zertifizierten Produktionsprozessen, die maximale Sicherheit für Patient und Anwender schaffen.

Die Einmalinstrumente haben eine sterile Sicherheit von bis zu drei Jahren und sind durch eine eindeutige Farbmarkierung klar als Einmalinstrumente gekennzeichnet, was Fehler im Arbeitsalltag verhindert. Die hochwertige Papier-Folien-Verpackung ist besonders anwenderfreundlich und funktional, robust und leicht zu öffnen. Fuhrmann Einmalinstrumente sind aus robustem recyclingfähigem Edelstahl hergestellt. Nach der Nutzung können die Instrumente einfach in den vorhandene Abwurfbehältern entsorgt werden. Im Rahmen des Entsorgungsprozesses wird der Stahl aussortiert und entsprechend aufbereitet und wird so erfolgreich in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Lidhaken

Ausführung: Einmalinstrument

Abmessungen Tx Bx H: 16 cm

Fachbereich: Ophthalmologie

Farbe: silber

Material: Edelstahl