



### **3MACH GEWINDEADAPTER, M8X1**

für MELAG Thermodesinfektoren

Artikelnummer: 207089

Hersteller: 3mach

**Preis: Auf Anfrage**

#### **Beschreibung:**

Die Adapter von 3mach besitzen ein M8 x 1 Gewinde und passen zu Thermodesinfektoren der Marken MELAG, Miele und Steelco.

Die Luer Lock Gewindeadapter sind in der männlichen und weiblichen Variante erhältlich.

Der Schlauchadapter hat einen Schlauchansatz mit einem Durchmesser von 4mm und ist somit für Silikonschläuche mit einem Durchmesser von 3 x 1,5 mm geeignet.

#### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Chirurgie;Orthopädie;Dental;KfO;HNO; MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Material: Edelstahl