



**3MACH SPEZIALZUBEHÖR,
MASCHINENVERSCHLUSS-SCHRAUBE M8X1**

für MELAG Thermodesinfektoren

Artikelnummer: 207101

Hersteller: 3mach

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Das Zubehör passt zu Ihrem Thermodesinfektor von MELAG. Es handelt sich um eine Maschinenverschluss-Schraube der Größe M8 x 1.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil