



MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 EVOLUTION OPHTHALMOLOGIE 3MACH PAKET

mit der Bestückung für den ophthalmologischen Bereich

Artikelnummer: 202238

Hersteller: 3mach

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10 Evolution-
Standard Ophthalmology-Maschinenkorb 24 Anschlüsse (vorbereitet für 6 x
3mach® Ophtalmo-Tray-M)- Ophtalmo-Tray-M (Einfachkorbsystem für ca. 12
Inst./pro Tray)- Zusatzkorbsystem für IVOM`S- Bakterienfilter- 2 x
Ionenaustauscherpatrone inkl. Anschlussmaterial- MELAflash CF Karte-
MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 55 / 56 Neutralisator- MEtherm 61 Klarspüler-
Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Kanisterhahn für 5 Liter-
und 10 Liter-Kanister- Maulschlüssel für Injektorschiene- Starterpaket
Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler
Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät MELAtherm 10 Evolution von MELAG

im Ophthalgo-Paket ist Ihr Begleiter für die maschinelle Vorreinigung im augenärztlichen Bereich. Mit den einzigartigen und qualitativ hochwertigen Bestückungselementen der Firma 3mach®, ist es möglich die speziellen Anforderungen in Ihrem Fachbereich normgerecht zu erfüllen. Ermöglichen Sie die optimale Aufbereitung Ihrer Phako-Instrumente und -Zubehör, sowie weitere Instrumente für Ihre Eingriffe im Thermodesinfektor vom Weltmarktführer.

MELAtherm 10 Evolution setzt neue Maßstäbe in der Bedienung: Das große Smart-Touch Display bietet Ihnen ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Denn mit der neuen MELAconnect App können Sie den Gerätestatus von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen. Anschließend ermöglicht ProControl eine Chargenfreigabe, schnell und papierlos, direkt am MELAtherm 10 Evolution. Die neue AquaBoost Technologie für beste Reinigungsergebnisse: AquaBoost bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44 % bessere Reinigung der Instrumente. Der erhöhte Spüldruck sichert auch die Aufbereitung von noch mehr Instrumenten. Dabei können Sie die praxisoptimierte Aufbereitungskammer mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln auf alle Anforderungen abstimmen - unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung.

Durch die Vielzahl an erhältlichen Zubehöerteilen, können Sie den Thermodesinfektor individuell und optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

Der MELAtherm 10 Evolution Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400V Varianten ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit der Standardbreite von 60 cm kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank, sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich: Ophthalmologie

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 88 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 42 Min. / 63 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 37 Min. / 57 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.