



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE HYGIENE-TASTATUR AK-CB7000F BACKLIT

USB-kabelgebunden, mit Hintergrundbeleuchtung

Artikelnummer: 208172

Hersteller: Active Key

Preis: ab 141,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese zuverlässige Hygienetastatur ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM vorgenommen werden. Die maschinelle Desinfektion (bei auswechselbarer Membran) kann bei 93° C und 134° C optional erfolgen.

Die Tastatur zeichnet sich durch einen leichten Tastenanschlag aus und ist auch für Vielschreiber zu empfehlen. Mit der praktischen Clean-Funktion können Sie die Tastatur während der Reinigung deaktivieren, um ungewollte

Eingaben zu vermeiden. Diese Tastatur verfügt über ein beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung.

Wählen Sie zwischen Vollversiegelung oder auswechselbarer Membran.Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Hygienetastatur

Abmessungen Tx Bx H: 13,9 cm x 37,4 cm x 2,5 cm

Farbe: schwarz

Verbindung: USB-Kabel