



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE HYGIENE-USB-MAUS AK-PMJ10W-UV

mit Scrollrad, schwarz oder weiß, kabelgebunden

Artikelnummer: 205410

Hersteller: Active Key

Preis: 37,74 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese abwaschbare PC-Maus überzeugt durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung und die getestete lange Lebensdauer. Die ergonomische Maus kann abgewaschen werden und ist geeignet für Spülbad und Tauchdesinfektion. Dies bietet neben der Möglichkeit der einfachen und vor allem sicheren Desinfektion auch Schutz für Mitarbeiter und Patienten. Die Bedienung findet über das Scrollrad und die mechanisch geführten Maustasten statt. Die Maus ist für Rechts- und Linkshänder geeignet und damit individuell einsetzbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: PC-Maus

Abmessungen Tx Bx H: 11,5 cm x 6,1 cm x 3,6 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für: Windows;macOS

Material: Silikon;Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: USB-Kabel

Schutzart: Spritzwassergeschützt/IP65

Desinfizierbar: Wischdesinfizierbar

Abwaschbar: Ja