



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE TASTATUR AK-C8200F

vollversiegelt, mit Chipkartenleser, kabelgebunden

Artikelnummer: 208001

Hersteller: Active Key

UVP: 95,70 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die AK-C8200F ist eine hochwertige und zuverlässige Hygiene-Tastatur mit integriertem Chipkartenleser, die speziell für den Einsatz in Arztpraxen und Krankenhäusern entwickelt wurde. Diese Tastatur verfügt über ein robustes Tastenfeld, das durch eine Silikonmembran vor dem Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt wird.

Der integrierte Chipkartenleser der AK-C8200F bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Zugangskontrolle und Datenverschlüsselung mit digitaler Signatur, einschließlich Online-Bezahlverfahren. Der eingesetzte Gemalto Chipsatz gewährleistet eine optimale Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit den Standard-Treibern, die in

BIOS und Betriebssystemen enthalten sind. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Hygienetastatur

Abmessungen Tx Bx H: 164 mm x 452 mm x 63 mm

Verbindung: USB-Kabel

Versiegelung: Vollversiegelt