



ACTIVE KEY DESINFIZIERBARE USB-TASTATUR AK-C4400F

Ausstellungsstück in weiß, mit auswechselbarer Membran

Artikelnummer: 204520.00004-B

Hersteller: Active Key

Preis: 130,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Artikel ist ein Ausstellungsstück. Er ist voll funktionsfähig, kann aber optische Mängel wie Kratzer aufweisen. Es ist die Variante in weiß, vollversiegelt, mit Touchpad und Kabelverbindung.

Diese zuverlässige Hygienetastatur ist besonders für den Einsatz in Praxen, Krankenhäusern und Laboren geeignet. Der Silikonüberzug schützt das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz, Keimen und Flüssigkeiten. Die klinische Wischdesinfektion kann mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM vorgenommen werden.

Die Tastatur zeichnet sich durch einen leichten Tastenanschlag aus und ist

auch für Vielschreiber zu empfehlen. Mit der praktischen Clean-Funktion können Sie die Tastatur während der Reinigung deaktivieren, um ungewollte Eingaben zu vermeiden. Active Key bietet diese Tastatur ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Tastatur

Abmessungen Tx Bx H: 13,9 cm x 29,1 cm x 2,5 cm

Farbe: weiß

Passend für: Windows; macOS

Material: Silikon; Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: USB-Kabel

Schutzart: Wasserdicht/IP68; Spritzwassergeschützt/IP65

Desinfizierbar: Wischdesinfizierbar; Tauchdesinfizierbar

Abwaschbar: Ja

Versiegelung: Vollversiegelt