



ACTIVE KEY INDUSTRIETASTATUR MIT TOUCHPAD AK-4400-T

Rutschfeste, hochwertige PC-Tastatur mit leichtgängigen Tasten

Artikelnummer: 208197

Hersteller: Active Key

Preis: 75,57 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Industrietastatur AK-4400-T von Active Key wurde gezielt für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Mit ihrem groß dimensionierten Touchpad ermöglicht sie selbst ungeübten Anwendern eine einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers. Das integrierte Touchpad hat die Maße 62 x 46 mm. Das einzigartige Betätigungsgefühl der Tastenknöpfe wird durch die innovative Scherentechnologie an den vier Außenpunkten gewährleistet, selbst wenn die Tasten an der Außenkante betätigt werden. Dank dieser verbesserten Tastenführung konnte eine "Soft-Druckpunkt" Charakteristik erreicht werden, die in herkömmlichen Technologien mit dieser Bauhöhe (23,5 mm) bisher nicht möglich war.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Industrietastatur

Abmessungen Tx Bx H: Ca. 139 mm x 370 mm x 23,5 mm

Gewicht: Ca. 700 g

Verbindung: USB-Kabel;PS/2-Kabel