



ACTIVE KEY WEIßE ERSATZMEMBRANE FÜR HYGIENETASTATUR

desinfizierbar und langlebig

Artikelnummer: 207099

Hersteller: Active Key

Preis: ab 40,07 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Ersatzmembrane aus Silikon sind in Form und Größe exakt an die Hygienetastaturen von Active Key angepasst. Sie schützen die Tastaturen effizient vor Staub, Schmutz und Spritzwasser und ermöglichen eine optimale Wischdesinfektion in hygienekritischen Bereichen. Darüber hinaus sorgt das hochflexible Material für ein exzellentes Tastgefühl und garantiert eine angenehme Handhabung, auch bei Eingabe großer Datenmengen.

Die Ersatzmembrane sind nur mit dem jeweiligen Tastaturmodell kompatibel.

Die Farbe der Membrane ist weiß.

Hinweis: Tastatur ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Active Key bietet diese Ersatzmembranen ebenfalls in Layouts für andere Länder an. Lassen Sie uns wissen, welche Varianten für Sie interessant sind.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzmembran

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: Weiß

Passend für: Aktive Key Tastaturen (modellabhängig)

Material: Silikon

Desinfizierbar: Maschinell desinfizierbar;Wischdesinfizierbar