



AQUA FREE BACLYSER® IL DENT

Membranfilter für Dentalbehandlungseinheiten

Artikelnummer: 202671

Hersteller: Aqua free

Preis: 277,84 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Bei der zahnärztlichen Behandlung wird Wasser aus der Dentalbehandlungseinheit zur Kühlung, als Spülflüssigkeit und zum Befüllen des Becherglases genutzt. Da das Wasser zum größten Teil aus dem öffentlichen Trinkwassernetz stammt, kann es verunreinigt sein und im hauseigenen Leitungssystem Biofilme bilden. Bei der Nutzung während einer Behandlung können angesammelte Keime vom Patienten eingeatmet werden und Gesundheitsrisiken darstellen. Um dies zu vermeiden und die Unterschreitung von Bakterien-Grenzwerten sicherzustellen, wird ein Bakterienfilter im Eingang des Trinkwassers in Behandlungseinheiten empfohlen.

Der Hohlfaser-Membranfilter Baclyser IL DENT ist ein CE-gekennzeichnetes

Medizinprodukt und wird in Zuleitungen von Dentalbehandlungseinheiten installiert. Hier sorgt es für die zuverlässige Rückhaltung von Wasserkeimen, wie z.B. Pseudomonaden oder Legionellen, aus dem Leitungssystem, beeinflusst aber die chemische Zusammensetzung des Wassers nicht. Diese Sterilfiltration wird durch die 0,2 µm Hohlfasermembran (Rückhalt: 7 log-Stufen von *Brevundimonas diminuta*) erreicht.

Die Wasserhygiene wird verlässlich über einen Zeitraum von sechs Monaten gewährleistet, die Durchflussleistung bleibt dabei konstant hoch. So werden die Behandlungseinheiten schon während der Nutzung geschont und aufwendige Sanierungen werden reduziert. Der nötige regelmäßige Filterwechsel kann dank der Push-In-Schnellverschlussadaption leicht und schnell selbst durchgeführt werden. Danach wird der Filter einfach fachgerecht entsorgt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 11,8 cm x ø 4,7 cm

Fachbereich: Dental