



AQUA FREE BACLYSER® TL/TR (2M)

Hohlfaser-Membranfilter für Wasserhahnarmaturen

Artikelnummer: 201373

Hersteller: Aqua free

Preis: 55,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Hahnfilter Baclyser TL (2M) und TR (2M) sind CE-gekennzeichnete Medizinprodukte. Die Einweg-Wasserfilter sind endständige Keimfilter mit einer Hohlfasermembran, die einen Rückhalt von sieben Log-Stufen von *Brevundimonas diminuta* aufweisen, was der FDA-Definition von sterilfiltriertem Wasser entspricht. Nach der Definition der FDA spricht man von sterilfiltriertem Wasser bei einem Keimrückhalt von $\text{Log } 7 = 99,99999\%$ des Testkeims *Brevundimonas diminuta*, dem kleinsten Wasserkeim. Alle Wasserkeime wie Pseudomonaden und Legionellen werden durch den Hahnfilter zurückgehalten, durch die Verwendung von bakteriostatischem Material am Filterauslass wird zudem eine retrograde Kontamination verhindert.

Der dauerhafte Schutz der Patienten vor wasserassoziierten Keimen ist durch

die lange Standzeit von bis zu zwei Monaten, je nach Wasserqualität, zuverlässig gegeben. Keimfreies Wasser in konstant hoher Durchflussrate ist das Ergebnis der Nutzung eines Baclyser-Hohlfaser-Membranfilters. Nach Ablauf der Standzeit können die Filter schnell und einfach gewechselt und entsorgt werden. Der individuelle Barcode auf jedem Filter ermöglicht eine sichere Rückverfolgbarkeit und erleichtert so den wichtigen Dokumentationsprozess in der Hygieneroutine von Krankenhäusern. Hinweis: Bei Erstinstallation ist der passende Adapter erforderlich. Dieser muss selbstverständlich nur einmalig erworben werden. Weitere neue Filter können danach ebenfalls mit dem Adapter verwendet werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: Ø 4,4 cm x 10,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß