



AQUA FREE DÜSENANSATZ FÜR HNO-PISTOLEN, EXTRA KURZ (5 CM) MIT LUER-LOCK

für Germlyser ENT Membranfilter

Artikelnummer: 206332

Hersteller: Aqua free

Preis: 52,40 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Düsenansatz wird mit dem Membranfilter Germlyser ENT von Aqua free verwendet. Der Düsenansatz wird für die Behandlung von Patienten mit leichter Drehbewegung am Filterauslass befestigt und nach jedem Patienten (bzw. nach jedem Ohr) entfernt. Danach muss die Pistole sofort mit dem Filter nach unten gehalten werden und einige Sekunden mit Wasser durchgespült. Danach wird für die nächste Behandlung ein neuer (aufbereiteter) Düsenansatz am Filterauslass befestigt. Die Verwendung von neuen/aufbereiteten Düsenansätzen verhindert retrograde Verkeimungen und schützt somit Patienten und Personal.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: HNO