



AQUA FREE HAKENWERKZEUG FÜR HYGIENESIPHON

zum Tausch des Inlets

Artikelnummer: 206339

Hersteller: Aqua free

Preis: 8,90 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieses Hakenwerkzeug wird mit den Hygienesiphons von Aqua free genutzt.
Das Werkzeug dient dem einfachen regelmäßigen Tausch der Inlets und verhindert eine Berührung des verkeimten, auszutauschenden Inlets.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP