



AQUA FREE HYGIENESIPHON

für Krankenhaus und Pflegebereich

Artikelnummer: 201374

Hersteller: Aqua free

Preis: 65,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der HygieneSiphon sorgt dafür, dass abfließendes Wasser nicht wie bei Standard-Geruchsverschlüssen mit einer hohen Geschwindigkeit direkt auf das Sperrwasser abfließt, sondern umgelenkt wird und mit niedriger Fließgeschwindigkeit ins Sperrwasser geführt wird. Hierdurch wird hohe Bildung von erregerehaltigen Aerosolen verhindert. Die spezielle Form sorgt für einen Labyrintheffekt, der Aerosolen, die aus der Abflussgarnitur aufsteigen, den Weg versperrt. Zusätzlich zur so erreichten Wasserhygiene wird einer Biofilmbildung im Fallrohr entgegengewirkt. Das auswechselbare Inlet sorgt für schnelle und einfache Reinigung des Inneren des Geruchsverschlusses. Es wird empfohlen, das Inlet je nach Anwendung mindestens einmal im Quartal zu wechseln, um einer Biofilm- und Keimbildung entgegenzuwirken.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Material: Kunststoff (PE/ABS verchromt)